

NOLAN BALL KOREA

놀란볼코리아 홈페이지 제작용 콘텐츠·자료 취합본

기존 카탈로그·제품소개서·제안서·시험성적서 기반



내시경 세척의 새로운 기준

사용자의 숙련도와 관계없이 빠르고 균일한 고품질 세척을 제공합니다.

작성일 2026. 07. 24

1. 자료 취합 개요

제공된 ZIP 파일의 자료를 홈페이지 제작 관점에서 재분류하고, 실제 게시에 사용할 수 있는 문구와 확인이 필요한 항목을 함께 정리했습니다. 원본 파일은 그대로 보존하며, 본 문서는 제작업체에 전달하는 콘텐츠 가이드로 사용합니다.

확인 필요 홈페이지 게시 전 회사 정보, 최종 규격, 포장단위, 제품 분류 및 광고 표현은 반드시 최종 확인해야 합니다.

1-1. 제공 자료 구성

구분	원본 자료	홈페이지 활용 방향
카탈로그	01. Nolan Ball Catalog.pdf	메인 비주얼, 핵심 장점, 제품 규격, 다운로드 자료
제품소개서	02. Nolan Ball 제품소개서.pdf	제품 원리, 구조 설명, 경쟁력, 사용 전·후 이미지
병원 제안서	03. Nolan Ball 병원제안서.pptx	회사 소개, 시장 배경, 경제성, 도입 시나리오
비용 분석	03. Nolan Ball 병원제안서_인건비.xlsx	작업시간·인건비 절감 근거 및 내부 계산자료
시험성적서	04. Nolan Ball 시험성적서.pdf	시험 결과 소개 및 원문 다운로드
정책·기술 제안서	05. 제안서_Nolan Ball Korea.pdf	기술 배경, 논문·시장 자료, 정책 제안 참고

1-2. 추천 홈페이지 메뉴

메뉴	핵심 내용
MAIN	대표 문구, 제품 이미지, 4 대 핵심 장점, 문의 버튼
PRODUCT	제품 소개, 규격, 적용 대상, 포장 정보
TECHNOLOGY	360° 접착 구조, 와이핑 메커니즘, 제품 구조 설명
HOW TO USE	단계별 사용법, 주의사항, 제품 가이드 영상
TEST & DATA	미생물 시험 결과, 시험성적서, 기술자료
DOWNLOAD	카탈로그, 제품소개서, 사용설명서, 시험성적서
ABOUT / CONTACT	회사 소개, 주소, 연락처, 샘플·견적 문의

2. 메인 페이지 게시용 문구

2-1. 첫 화면(Hero)

항목	권장 문구
메인 타이틀	내시경 세척의 새로운 기준, Nolan Ball
핵심 문구	사용자의 숙련도와 관계없이 빠르고 균일한 고품질 세척을 제공합니다.
보조 설명	Nolan Ball 은 내시경 채널 내벽에 360° 밀착하여 혈액, 점액, 단백질 등 잔류 오염물의 물리적 제거를 돕는 일회용 채널 세척 솔루션입니다.
버튼 1	제품 알아보기
버튼 2	자료 다운로드
버튼 3	도입·샘플 문의

2-2. 핵심 장점 4 개

제목	설명
360° 밀착 접촉	채널 내벽 전면에 연속적으로 접촉하여 세척 사각지대를 줄이는 구조입니다.
빠른 세척 공정	회사 자료 기준 약 10 초의 짧은 공정으로 세척 업무의 효율 향상을 지원합니다.
균일한 세척 성능	사용자의 숙련도에 따른 편차를 줄여 일관된 세척 결과를 지원합니다.
일회용 관리	수분 반응형 비가역 변색 구조를 통해 사용 여부를 직관적으로 확인하도록 설계되었습니다.

확인 필요 “10 초”, “비가역 변색” 및 세척 성능 관련 표현은 최종 제품 사양과 시험자료가 일치하는지 확인 후 게시합니다.

2-3. 짧은 소개 문구

Nolan Ball 은 내시경 채널의 굴곡과 내벽에 밀착하여 연속적인 와이핑과 밀어내기 작용을 구현합니다. 기존 브러시 방식에서 발생할 수 있는 세척 편차와 사각지대를 줄이고, 보다 신속하고 균일한 수동 세척 공정을 지원합니다.

3. 제품 소개 페이지 콘텐츠

3-1. 제품 개요

Nolan Ball 은 유연성 내시경의 내부 채널을 수동 세척하는 과정에서 사용하는 채널 세척용 볼입니다. 자료에 제시된 설계는 채널 내 벽과의 360° 접촉, 연속 와이핑, 오염물 밀어내기 및 배출을 핵심 원리로 합니다. 굴곡진 채널에서도 접촉을 유지하도록 설계되어 혈액·점액·단백질 등 잔류 유기물 제거를 돕습니다.

3-2. 구조적 특징

구조	홈페이지 설명 문구
미세 돌기 구조	미세 돌기가 채널 내벽에 접촉해 부착된 오염물의 물리적 제거를 돕습니다.
연속 띠 구조	이동 과정에서 연속적인 와이핑 작용이 이어지도록 설계되었습니다.
비대칭 마찰 구조	이동 시 회전을 유도하여 채널 내벽과의 접촉 범위를 넓히도록 설계되었습니다.
유연한 탄성 구조	굴곡부를 통과하면서도 채널 내벽과의 접촉을 유지하도록 설계되었습니다.

3-3. 제품 규격 - 현재 자료 기준

용도	규격	자료상 상태	자료상 포장단위	게시 전 확인
위 내시경 전용	2.8 mm	출시	500 pcs	제품코드·최종 포장단위
대장 내시경 전용	3.7 mm	출시	500 pcs	제품코드·최종 포장단위
기관지 내시경 전용	2.8 mm	출시	500 pcs	적용 범위·호환 규격
ERCP 전용	미정	출시 예정	미정	출시 여부·규격
비뇨 내시경 전용	미정	출시 예정	미정	출시 여부·규격

확인 필요 최근 포장 시안과 기존 카탈로그의 포장단위가 다를 수 있으므로 100 pcs/pack 또는 500 pcs 중 최종 단위를 확인해야 합니다.

3-4. 사용 방법 페이지

- 최종 사용설명서(IFU)를 기준으로 단계별 순서를 확정합니다.
- 각 단계마다 실제 병원 사용 사진 또는 일러스트 1 장을 배치합니다.
- 제품 가이드 영상 QR 및 영상 링크를 함께 제공합니다.
- 1 회용 여부, 사용 후 폐기, 보관 조건 및 주의사항을 명확히 표기합니다.

주의 현재 제공 자료만으로는 최종 사용 순서와 주의사항을 확정하기 어렵습니다. 최종 IFU 원문을 추가해야 합니다.

4. 시험 결과 및 신뢰 자료

4-1. 제공된 시험성적서 요약

제공된 미생물검사 결과 보고서는 총 9 페이지이며, 각 결과에 “No growth of microorganisms after 2-day culture.”가 기재되어 있습니다. 자료에는 2.8 mm 및 3.7 mm 관련 시료와 구형·와플형 시료명이 포함되어 있습니다.

항목	정리
시험기관	씨젠의료재단 씨젠의원
시험 유형	일반세균배양(MIC, 기타검체)
결과 표현	2 일 배양 후 미생물 증식 없음(No growth)
보고일	2026.02.27 / 2026.03.16 / 2026.03.18
홈페이지 활용	시험 결과 요약 + 시험성적서 PDF 원문 다운로드
필수 표기	시험 조건과 시료 정보에 따라 결과가 달라질 수 있으며, 상세 내용은 원문 참조

4-2. 홈페이지 권장 표현

정리 외부 전문 검사기관의 일반세균배양 시험에서 2 일 배양 후 미생물 증식 없음이 확인되었습니다. 자세한 시험 조건과 시료 정보는 시험성적서 원문을 확인해 주세요.

4-3. 표현 수위 검토

구분	권장 여부	이유 및 대체 표현
“미생물 증식 없음 확인”	권장	시험성적서 문구와 직접 연결 가능
“0 CFU”	조건부	시험 방법·단위·검출한계를 함께 제시할 때 사용
“완전 세척”	주의	시험 범위를 넘어서는 절대적 표현으로 보일 수 있음
“미세균 사멸”	비권장	일반세균배양 결과만으로 사멸 기전을 입증하기 어려움
“바이오필름 완전 차단”	비권장	“잔류 유기물 제거 및 바이오필름 형성 환경 감소에 도움”으로 완화
“감염 예방 보장”	비권장	“감염관리와 세척 공정의 표준화를 지원”으로 표현
“멸균·소독 제품”	비권장	제품의 실제 사용 목적과 분류에 맞춰 수동 세척 보조 제품으로 설명

확인 필요 최종 광고 문구는 제품의 법적 분류, 허가·신고 범위 및 보유 시험자료를 기준으로 전문가 검토 후 확정하는 것이 안전합니다.

5. 회사 소개 및 문의 페이지

5-1. 회사 소개 문구 초안

놀란볼코리아(Nolan Ball Korea)는 내시경 재처리 과정의 효율성과 일관성을 높이기 위한 위생 소모품을 개발합니다. 대표 제품 Nolan Ball 은 기존 브러시 방식의 구조적 한계를 보완하기 위해 360° 접촉 구조와 연속 와이핑 메커니즘을 적용한 내시경 채널 세척 솔루션입니다. 현장의 사용 편의성과 신뢰할 수 있는 세척 공정을 지원하는 제품을 통해 보다 안전한 내시경 위생 환경을 만드는 것을 목표로 합니다.

정리 홈페이지와 공개 자료의 회사명은 국문 “놀란볼코리아”, 영문 “Nolan Ball Korea”로 통일합니다.

5-2. 회사 정보 입력 항목

항목	홈페이지 적용 정보
회사명·브랜드명	놀란볼코리아
영문 회사명	Nolan Ball Korea
대표자명	최종 정보 입력 필요
본사 주소	부산광역시 금정구 서부곡로 16 번길 8-1, 알찬빌딩 1 층
대표전화	051-516-5064
팩스	051-516-5065
대표 이메일	Nolan5000@naver.com
설립일·사업자등록번호	공개 여부 및 최종 정보 확인
개인정보처리방침 담당자	문의품 운영 전 지정

5-3. 문의 양식 권장 항목

- 기관명 / 담당자명 / 부서·직책
- 연락처 / 이메일
- 문의 유형: 제품, 샘플, 견적, 유통·대리점, 해외 수출
- 사용 내시경 종류와 채널 규격
- 문의 내용 및 개인정보 수집·이용 동의

6. 기존 자료의 홈페이지 배치 계획

자료	추천 배치	공개 전 조치
Nolan Ball Catalog	메인·제품 페이지 / 다운로드	규격·포장단위·문구 최신화
Nolan Ball 제품소개서	기술·제품 상세 / 다운로드	“안전”, “사멸”, “차단” 등 표현 검토
병원제안서 PPTX	회사 소개·도입 효과 참고	정책 제안·뉴스 이미지·논문 자료는 공개 범위 선별
인건비 XLSX	경제성 콘텐츠 또는 내부 계산기	시급·작업건수·세척시간 가정값 명시
시험성적서 PDF	TEST & DATA / 다운로드	개인·기관 정보 공개 범위 확인
정책·기술 제안서 PDF	기술 배경 참고	외부 논문·기사·사진의 사용 권리 확인

6-1. 함께 제공되는 이미지 후보

파일명	추천 용도
01_제품_골드_누끼.png	메인 제품 비주얼
02_제품_사용후_그레이_누끼.png	사용 전·후 비교
03_핵심특징_요약.png	제품 핵심 장점 섹션
04_제품구조_Micro-Anatomy.png	기술 원리 섹션
05_사용전후_비교.png	일회용 사용 여부 안내
06_시험결과_요약.png	시험 결과 소개
08_사용공정_이미지.png	사용 방법 섹션
09_세척시간_도식.png	세척 공정·시간 소개
10~14 제품 이미지	제품 상세 및 실물 참고

확인 필요 이미지는 기존 PDF·PPTX에서 추출한 후보입니다. 해상도와 저작권을 확인하고, 최종 홈페이지에는 원본 촬영본 또는 원본 디자인 파일을 우선 사용하세요.

7. 제작 전 최종 확인 체크리스트

우선순위	확인 항목	상태
필수	회사명·브랜드명: 놀란볼코리아 / Nolan Ball Korea	확정
필수	주소·전화·팩스·이메일 적용	기본정보 반영
필수	최종 제품 규격·제품코드·포장단위	미확정
필수	제품의 법적 분류 및 표시 문구	미확정
필수	최종 사용설명서와 주의사항	자료 추가 필요
필수	시험자료와 광고 문구의 일치 여부	검토 필요
중요	AI·SVG 로고 원본과 브랜드 컬러	자료 추가 필요
중요	고해상도 제품·포장·사용 사진	자료 추가 필요
중요	샘플·견적 문의 수신 이메일	Nolan5000@naver.com 적용
중요	개인정보처리방침·이용약관	신규 작성 필요
선택	영문 홈페이지 문구	국문 확정 후 작성
선택	뉴스·논문·병원 사진 사용 권리	공개 시 확인

7-1. 제작업체 전달 사항

- 반응형 홈페이지: PC·태블릿·모바일 대응
- 관리자에서 제품 규격, 자료실, 문의 내용을 수정할 수 있도록 구성
- PDF 다운로드와 영상 링크를 쉽게 교체할 수 있도록 구성
- 문의 접수 시 담당 이메일로 자동 알림
- 검색 노출용 페이지 제목·설명, 파비콘, 대표 이미지 설정
- 개인정보 수집 동의 체크 및 스팸 방지 기능 적용
- 향후 영문 페이지를 추가할 수 있는 구조로 제작

7-2. 최종 전달 폴더 구조

놀란볼코리아_홈페이지_자료_취합본/

└─ 00_놀란볼코리아_홈페이지_제작용_콘텐츠_자료정리.docx

└─ 01_기존자료/

│ └─ 카탈로그·제품소개서·제안서·시험성적서

└─ 02_홈페이지_이미지_후보/

│ └─ 제품 누끼·구조·사용·시험 이미지

└─ 03_확인사항/

└─ 제작 전 확인사항.txt